

ЛИЦЕВАЯ МАСКА

Уважаемый пациент!

Сегодня Вам поставили внеротовой аппарат, который нормализует прикус (взаимоотношение верхней и нижней челюсти) и, возможно, спасет Вас от удаления постоянных зубов.

Для достижения оптимального результата и уменьшения срока ношения аппарата необходимо четко соблюдать некоторые рекомендации:

1. Носите аппарат максимально возможное время в течение суток. Минимальное время ношения: надевать за 1 час до сна и спать с ним всю ночь (лежа на спине).
2. В первое время возможны небольшие болевые ощущения в области опорных зубов, чувство давления.
3. При сильных болевых ощущениях во время ношения аппарата, головных болях, головокружении срочно запишитесь на внеплановый прием.
4. Самостоятельно не меняйте силу тяги.
5. Приносите аппарат на каждую активацию.
6. Меняйте эластики каждый день.